


## Rögzítők egerek és patkányok részére

### *Tailveiner®*

Az első, egerek és patkányok részére kifejlesztett speciális rögzítő farok véna injekciózáshoz. A horonnyal ellátott cső segítségével az egér vagy a patkány a faroknál fogva könnyedén behúzható.

#### **Kódok:**

TV150	Tailveiner egerek számára
RTV170	Tailveiner patkányoknak 120 grammig
RTV180	Tailveiner patkányoknak 350 grammig
RTV190	Tailveiner patkányoknak 500 grammig



### *Rögzítők*

A leggyakrabban használt rágcsló rögzítő, amely különösen alkalmas BP mérés elvégzésére. A tényleges kezelés megkezdése előtt az állat rögzítőhöz való szoktatása javasolt.

#### **Kódok:**

LE5016	Rögzítő egereknek 35 grammig
LE5018	Rögzítő egereknek 50 grammig
LE5020	Rögzítő patkányoknak 150 grammig
LE5024	Rögzítő patkányoknak 400 grammig
LE5025	Rögzítő patkányoknak 500 grammig



## Kör alakú ketrec

### *„Pie cages”*

A kör alakú ketrec 10 egér, vagy 11 patkány tartására alkalmas. Bemetszett, eltávolítható fedelelkel. A berendezést eredetileg teljes test besugárzás elvégzésére tervezték. Ideiglenes szállításhoz, vagy elhelyezéshez is használható akut vizsgálatokhoz. A patkány ketrecen egy lyuk is található, amelyen keresztül a patkány farkrésze intravénás gyógyszeradagoláshoz elérhetővé válik.



#### **Kódok:**

MPC	Pie cage egereknek
RPC-1	Kis patkány „pie cage” (250 grammig)
RPC-2	Nagy patkány „pie cage” (400 grammig)